



SI Analytics[®] Scienceline Plus Scp-ph-Mic-Amf

Artikelbilder

Beschreibung

ScienceLine plus pH-Einstabmesskette Mikro-Elektrode mit Steckkopf, Glasschaft, Platin-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Zylindermembran, A-Glas, Länge 70/130 mm, 12/5 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-2429
Hersteller (Marke)	SI Analytics

