



SI Analytics® Scienceline Plus Scppht-A170Mf-3M-Bnc-N

Artikelbilder

Beschreibung

ScienceLine plus pH-Einstabmesskette 3 m Festabel mit BNC und Bananen Stecker, Temperaturfühler Pt 1000, Glasschaft, Platin-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Kugelmembran, A-Glas, Länge 170 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-2426
Hersteller (Marke)	SI Analytics

