



SI Analytics® Scienceline Plus Scppht-Mic-Amf-3M-Bnc-N

Artikelbilder

Beschreibung

ScienceLine plus pH-Einstabmesskette Mikro-Elektrode, Temp.fühler Pt 1000, 3 m Kabel mit BNC und Bananenstecker, Glasschaft, Platin-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Zylindermembran, A-Glas, Länge 70/130 mm, 12/5 mm Ø, -5...+10

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-2431
Hersteller (Marke)	SI Analytics

