



SI Analytics® Scienceline Plus Scppht-Sp-A-3M-Bnc-N

Artikelbilder

Beschreibung

ScienceLine plus pH-Einstabmesskette 3 m Festabel mit BNC und Bananen Stecker, Temperaturfühler Pt 1000, Glasschaft, Einstich-Elektrode, 3 x Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, A-Glas, Länge 120 mm, 12/8 mm Ø, -5...+100 °

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-2434
Hersteller (Marke)	SI Analytics

