



SI Analytics® Scienceline Plus Scppht-Sp-A-3M-Din-N

Artikelbilder

Beschreibung

ScienceLine plus pH-Einstabmesskette 3 m Festkabel mit DIN und Bananen Stecker, Temperaturfühler Pt 1000, Glasschaft, Einstich-Elektrode, r, 3 x Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, A-Glas, Länge 120 mm, 12/8 mm Ø, -5...+

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-2433
Hersteller (Marke)	SI Analytics

