



Thermo Scientific Eutech ECFG7370101B pH-Elektrode

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech ECFG7370101B pH-Elektrode Eutech bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden, die pH-Werte bei verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen. Anschlussarten: BNC-Anschluss Diaphragma: Doppel Betriebstemperatur (metrisch): 0 °C° bis 100 °C° Typ: pH-Elektrode pH-Bereich: 0 bis 13 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3884
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

