



Thermo Scientific Elektroden Orion Basic

Artikelbilder

Beschreibung

Elektroden Orion Basic Die Thermo Scientific-Elektroden Orion Basic sind für Russell-Geräte und für einfache pH-Messungen bestimmt. Beschreibung: Refillable combination pH electrode with glass body Zur Verwendung mit (Geräte): Russell Meter Lagerungsbedingungen: Store in Orion pH electrode storage solution 910001 Betriebstemperatur (angloamerikanisch): 32 ° bis 176 ° F Anschlussstypen: BNC-Anschluss Material: Glasschaft Betriebstemperatur (metrisch): 0 °C bis 80 °C Typ: pH-Kombinationselektrode, Glassgehäuse pH-Bereich: 0 bis 14 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2896
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

