



Thermo Scientific Eutech EC620131 pH-Elektrode

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech EC620131 pH-Elektrode Eutech bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Beschreibung: pH-Elektrode mit Glaskörper und offenem Diaphragma für allgemeine Tests und Lösungen mit hoher Viskosität, bei denen eine häufige Reinigung der Referenz erforderlich ist Zur Verwendung mit (Anwendung): pH-Messung Zur Verwendung mit (Geräte): Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss Temperaturbereich (metrisch): 0 bis 80 deg;C Anschlussstypen: BNC-Anschluss Material: Glasschaft Betriebstemperatur (metrisch): 0 °C° bis 80 °C° Typ: pH-Elektrode pH-Bereich: 0 to 14 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3790
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

