



Thermo Scientific Eutech EC620132 pH-Elektrode

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech EC620132 pH-Elektrode Eutech bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Beschreibung: Die pH-Elektrode mit Glasschaft und offenem Diaphragma wird für allgemeine pH-Messungen verwendet Zur Verwendung mit (Anwendung): pH-Messung Zur Verwendung mit (Geräte): Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss Temperaturbereich (metrisch): 0 bis 60 deg;C Anschlusstypen: BNC-Anschluss Diaphragma: Doppel Material: Glasschaft Betriebstemperatur (metrisch): 0 °C° bis 60 °C° Typ: pH-Elektrode pH-Bereich: 0 to 14 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3791
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

