



Thermo Scientific Eutech ECFC7252101B pH-Elektrode

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech ECFC7252101B pH-Elektrode Eutech bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Anschlussstypen: BNC-Anschluss Diaphragma: Einzeln Material: Glasschaft Betriebstemperatur (metrisch): 0 °C° bis 80 °C° Typ: pH-Elektrode pH-Bereich: 0 bis 13 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3864
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

