



Thermo Scientific Eutech ECFC7960101B ORP-Elektrode

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech ECFC7960101B ORP-Elektrode Eutech bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden, die sowohl ORP- als auch pH-Werte in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen. Anschlusstypen: BNC-Anschluss Diaphragma: Einzeln Material: Glasschaft Betriebstemperatur (metrisch): 0 °C° bis 80 °C° Typ: ORP-Elektrode Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3874
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

