



Thermo Scientific Eutech Temperaturelektrode PH5TEMB01P

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech Temperaturelektrode PH5TEMB01P Eutech bietet eine Auswahl an Temperaturmessgeräten und Elektroden für den Einsatz in verschiedenen Bildungs-, Labor- und Industrieanwendungen. Betriebstemperatur (metrisch): 0 °C° bis 100 °C° Typ: Temperaturelektrode Anschlussstypen: Klinkenstecker Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-4909
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

