



Thermo Scientific Eutech pH-Elektrode ECFG6350601B

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech pH-Elektrode ECFG6350601B Eutech bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Beschreibung: Allzweck-pH-Elektrode mit Glasschaft. Geeignet für Proben mit hoher Viskosität Durchmesser (metrisch) Körper: 8 mm Art der Fülllösung: Nachfüllbar: Gesättigtes KCl mit Ag/AgCl für pH-Elektroden mit Einzeldiaphragma Zur Verwendung mit (Anwendung): pH Zur Verwendung mit (Geräte): Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss Internes Bezugssystem: Ag/Agcl Länge (metrisch): 55 mm Länge (metrisch) Kabel: 1 m Temperaturbereich (metrisch): 0 bis 100 deg;°C Anschlussstypen: BNC-Anschluss Diaphragma: Einzelne, ringförmige Keramik Material: Glasschaft Betriebstemperatur (metrisch): 0 °C° bis 100 °C° Typ: pH-Elektrode pH-Bereich: pH 0 bis 13 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3879
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

