



Thermo Scientific Eutech™ ECFC72521R01B pH-Elektrode

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech™ ECFC72521R01B pH-Elektrode Eutech™ bietet eine große Auswahl an pH-Messgeräten und Elektroden, die pH-Werte in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen. Beschreibung: Universal-pH-Kombinationselektrode aus Kunststoff mit Einzeldiaphragma, wiederfüllbar, 12 x 90 mm, BNC-Anschluss, 1-m-Kabel und 10 ml Elektrolyt-Nachfülllösung Zur Verwendung mit (Anwendung): pH-Messung Zur Verwendung mit (Geräte): Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss Temperaturbereich (metrisch): 0 bis 80 deg;C Anschlusstypen: BNC-Anschluss Diaphragma: Einzeln Material: Kunststoff Betriebstemperatur (metrisch): 0 °C° bis 80 °C° Typ: pH-Elektrode pH-Bereich: 0 to 13 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3865
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

