



Thermo Scientific Eutech™ ECFC7352901W pH/Temperatur-Elektrode

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech™ ECFC7352901W pH/Temperatur-Elektrode Eutech™ bietet eine große Auswahl an pH-Messgeräten und Elektroden, die pH-Werte in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen. Beschreibung: Allzweck 3-in-1 pH / Temperatur-Kombinationselektrode mit Kunststoffgehäuse Zur Verwendung mit (Anwendung): pH-/Temperaturmessung Zur Verwendung mit (Geräte): PC 510/PC 300/pH 310/pH 300 Temperaturbereich (metrisch): 0 bis 80 deg;C Anschlusstypen: BNC amp; 6-polig Diaphragma: Einzeln Betriebstemperatur (metrisch): 0 °C° bis 80 °C° Typ: pH/Temperatur-Kombinationselektrode pH-Bereich: 1 bis 13

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3873
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

