



Thermo Scientific Eutech™ ECFG6351101B pH-Elektrode

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech™ ECFG6351101B pH-Elektrode Eutech™ bietet eine große Auswahl an pH-Messgeräten und Elektroden, die pH-Werte in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen. Beschreibung: pH-Elektrode mit Glasschaft für feste oder halbfeste Proben. Speermembran Zur Verwendung mit (Anwendung): pH-Messung Zur Verwendung mit (Geräte): Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss Temperaturbereich (metrisch): 0 bis 100 deg;C Anschlusstypen: BNC-Anschluss Diaphragma: Einzeln Material: Glasschaft Betriebstemperatur (metrisch): 0 °C° bis 100 °C° Typ: pH-Elektrode pH-Bereich: 0 bis 13 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3880
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

