



Thermo Scientific Gassensitive Orion ISE-Ammoniaelektroden

Artikelbilder

Beschreibung

Gassensitive Orion ISE-Ammoniaelektroden Mit der Thermo Scientific™ Orion™ gassensitiven ISE-Ammoniaelektrode erhalten Sie schnelle, zuverlässige und präzise Messungen von gelöstem Ammoniak in wässrigen Lösungen. Anschlusstypen: BNC, wasserdicht Beschreibung: Gassensitive ISE-Ammoniaelektrode Länge (angloamerikanisch): 61 cm (5,87 in.) Länge (angloamerikanisch) Kabel: 61 cm (29,5 in.) Länge (metrisch): 15.1 cm Länge (metrisch) Kabel: 75 cm Material: Epoxid Betriebsbereich (metrisch): Bereiche:1.0 bis 5 x 10E7M Betriebstemperatur (angloamerikanisch): 32 bis 122°F Artikelbeschreibung: Gassensitive Ammoniak-Kombinationselektrode Betriebstemperatur (metrisch): 0 ° bis 50 °C Typ: Ammoniakgassensitive ISE-Elektrode Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3019
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

