



Thermo Scientific Glas-ATC-Sonde Orion 927006MD

Artikelbilder

Beschreibung

Glas-ATC-Sonde Orion 927006MD Die Thermo Scientific ATC-Glassonden korrigieren bei pH-Messungen automatisch durch Temperaturschwankungen bedingte Abweichungen in der Elektrodensteilheit. Genauigkeit: ± 1 °C Zur Verwendung mit (Geräte): Orion Star Series Meters Betriebstemperatur (metrisch): 0 °C° bis 100 °C° Typ: ATC-Sonde, Glas pH-Bereich: 0 bis 14 Beschreibung: Glass body ATC Probe; For series A meter Durchmesser (angloamerikanisch) Körper: 0,3 in. Durchmesser (metrisch) Körper: 8 mm Länge (angloamerikanisch): 4.7 in. Länge (metrisch): 120 mm Betriebstemperatur (angloamerikanisch): 32 °F bis 212 °F Lagerungsbedingungen: Bewahren Sie in der Luft Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2909
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

