



Thermo Scientific Orion massive Silber-Elektroden

Artikelbilder

Beschreibung

Orion massive Silber-Elektroden Die Thermo Scientific Orion Massivsilber-Elektroden, die zur potenziometrischen Bestimmung von Halogeniden verwendet werden, sind eine Kombination aus einer Massivsilber-Indikatorelektrode und einer Massivsilber-Halbzelle. Beschreibung: Silber-Kombinationskonstruktion mit Keramik-Referenzkontakt Durchmesser (metrisch) Körper: 12 mm Internes Bezugssystem: Ag/AgCl Diaphragma: Keramik Länge (metrisch): 120 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Orion Geräte für die potentiometrische Halogenidbestimmung Betriebstemperatur (metrisch): 0 ° bis 80 °C Typ: Massivsilber-Kombinationselektrode Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3054
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

