



Thermo Scientific Orion Cadmium-Elektroden

Artikelbilder

Beschreibung

Orion Cadmium-Elektroden Mit der Thermo Scientific Orion 9448BN Cadmium-Halbzelle und der Orion 9648BNWP Sure-Flow Cadmium Kombinationselektrode können Cadmiumionen in Lösung schnell, einfach, genau und kostengünstig gemessen werden. Anschlussstypen: Waterproof BNC Beschreibung: Modell 9448BN ; Orion Cadmium Kombination Diaphragma: Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale Zur Verwendung mit (Geräte): ISE-Messgeräte Typ: Ionenselektive Kombinationselektrode Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3032
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

