



Thermo Scientific Orion Chlorid-Elektroden

Artikelbilder

Beschreibung

Orion Chlorid-Elektroden Die Thermo Scientific Orion 931701 Chlorid-Elektrode ist für die Bestimmung des freien Chlorids in einem Bereich von 1×10^{-5} M bis 1 M konzipiert. Anschlussstypen: Schraubverschluss Beschreibung: Solid State Half-Cell Artikelbeschreibung: w/ screw cap connector Zur Verwendung mit (Geräte): Chloridelektroden können auf jedem ISE-Messgerät mit BNC-Anschluss verwendet werden. Die Elektroden können auch auf Messgeräten mit einer Vielzahl von Eingängen verwendet werden, wenn ein Adapterkabel verwendet wird. Typ: Ionenselektive Kombinationselektrode Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2983
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

