



Thermo Scientific Orion Cyanid-Elektroden

Artikelbilder

Beschreibung

Orion Cyanid-Elektroden Mit der Thermo Scientific Orion 9406BN Cyanid-Halbzelle und der Orion 9606BNWP Sure-Flow Cyanid-Kombinationselektrode können Cyanidionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig gemessen werden. Anschlussstypen: Waterproof BNC Beschreibung: Modell 9406BN ; Cyanide Kombination Diaphragma: Free-flowing liquid junction assures stable, drift-free potentials Zur Verwendung mit (Geräte): ISE-Messgeräte Typ: Ionenselektive Elektrode Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3024
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

