



Thermo Scientific Orion Kalium-Elektroden

Artikelbilder

Beschreibung

Orion Kalium-Elektroden Mit den Thermo Scientific Orion 9319BN und Orion 9719BNWP Ionplus Kalium-Elektroden lässt sich Kalium in wässriger Lösung einfach, genau und kostengünstig bestimmen. Anschlussarten: BNC-Anschluss Beschreibung: Sure-Flow Kombinationselektrode für Kalium mit wasserfestem BNC-Verbindungsstück Abweichung: Driftfreie Potenziale Diaphragma: Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität Zur Verwendung mit (Geräte): ISE-Messgeräte Typ: Ionenselektive Kombinationselektrode Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3045
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

