



Thermo Scientific Orion REDOX-/ORP-/Temperatur-Elektroden

Artikelbilder

Beschreibung

Orion REDOX-/ORP-/Temperatur-Elektroden Die Thermo Scientific Orion kombinierte Redox-/ORP-/Temperatur-Elektroden dienen zur Messung des REDOX-Potenzials und der Temperatur und umfassen einen Platin REDOX-Sensor, ein internes Ag/AgCl Referenzsystem und einen eingebauten Thermistor. Beschreibung: Triode aus Epoxidharz mit geringem Wartungsaufwand Material: Epoxid Zur Verwendung mit (Geräte): Orion Star Serie Messgeräte Typ: Redox/ORP/Temperatur-Elektrode Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2913
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

