



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Orion Star™ Elektrodenarm der A-Serie Elektrodenhalter-Arm und -Kopf Each

159,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Orion Star™ Elektrodenarm der A-Serie Am Thermo Orion Scientific™ Star™ Elektrodenarm der A-Serie kann ein schwerer Montagesockel oder ein Messgerät befestigt werden. Am Thermo Orion Scientific™ Star™ Elektrodenarm der A-Serie kann ein schwerer Montagesockel oder ein Messgerät befestigt werden. Zur Verwendung mit: Befestigung eines schweren Montagesockels oder eines Messgeräts. Bezeichnung: Elektrodenhalter-Arm und -Kopf Positionen: 360° motion allows electrodes to be moved vertically, horizontally and front-to-back positioning into beakers or sample containers Empfohlenes Zubehör: To use with almost any Orion benchtop or portable meter, purchase the weighted base separately (Cat. No. STARA-HB) Kompatibilität: Use with Orion Star A110 series benchtop meters, Orion Star A210 series benchtop meters and Orion Versa Star benchtop meters Enthält: Redesigned electrode holder (Cat .No. STARA-ELHD), plastic stand with cable management system and meter-attachable base Artikelbeschreibung: Elektrodenarm Spannung: 90 bis 260 VAC Typ: Electrode stand/holder

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-5150
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

