



## Thermo Scientific Orion™ ISE-Kalibrierstandards

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Orion™ ISE-Kalibrierstandards Mit Thermo Scientific Orion ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte. Konzentration: 100ppm Verpackung: Bottle pH: 5 to 8 Siedepunkt: 100deg;C Menge: 475 mL Beschreibung: Ammonia Standard Zur Verwendung mit (Geräte): Ammonia Ion Selective Electrodes Löslichkeit: Soluble Lösungstyp: Ion Selective Electrode Calibration Standard Typ: Ion Selective Electrode Calibration Standard Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-3012
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

