



Thermo Scientific Orion™ ISE-Kalibrierstandards

Artikelbilder

Beschreibung

Orion™ ISE-Kalibrierstandards Mit Thermo Scientific Orion ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte. Konzentration: 1000ppm Verpackung: Bottle pH: 6.75 to 9.75 Siedepunkt: 100deg;C Menge: 475 mL Beschreibung: Carbon Dioxide Standard Zur Verwendung mit (Geräte): Ion Selective Electrodes (carbon dioxide) Löslichkeit: Soluble Lösungstyp: Ion Selective Electrode Calibration Standard Typ: Ion Selective Electrode Calibration Standard Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3004
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

