



Thermo Scientific Orion™ ISE-Kalibrierstandards

Artikelbilder

Beschreibung

Orion™ ISE-Kalibrierstandards Mit Thermo Scientific Orion ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte. Haltbarkeit: 720 days
Konzentration: 5.0 ppm Verpackung: 1 Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile: Fluoride Analysenzertifikat: Available on www.thermofisher.com/water pH: 5 to 5.5 Menge: 475mL Beschreibung: 5.0 ppm Fluoride STD W/TISAB II orangeN/A or Data to fill in NIST-konform: Yes Zur Verwendung mit (Geräte): Fluoride Ion Selective Electrode Löslichkeit: Soluble in Water Lösungstyp: Standard Typ: Ion Selective Electrode Calibration Standard Concentration or Composition Notes: Specification: 5.0 ppm +/-0.10ppm; Application: Fluoride analysis Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3990
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

