



Thermo Scientific Orion™ ISE-Kalibrierstandards

Artikelbilder

Beschreibung

Orion™ ISE-Kalibrierstandards Mit Thermo Scientific Orion ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte. Konzentration: 1000 ppm Verpackung: Flasche pH: 5 to 8 Siedepunkt: 100deg;C Menge: 475 ml Beschreibung: Natriumstandard Zur Verwendung mit (Geräte): Ionenselektive Elektroden zur Bestimmung von Ammoniak bis hin zur Wasserhärte Löslichkeit: Soluble Lösungstyp: Ion Selective Electrode Calibration Standard Typ: Ion Selective Electrode Calibration Standard Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2648
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

