



Thermo Scientific Orion™ ISE-Kalibrierstandards

Artikelbilder

Beschreibung

Orion™ ISE-Kalibrierstandards Mit Thermo Scientific Orion ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte. Haltbarkeit: 720 days
Konzentration: 0.5 and 5.0 ppm Verpackung: 1 Rückführbarkeit auf NIST: Yes Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile: Fluoride
Analysenzertifikat: Available on www.thermofisher.com/water Menge: 475mL Beschreibung: Low Fluoride Standard Bulk Pack NIST-konform: Yes Zur Verwendung mit (Geräte): Fluoride Ion Selective Electrode Lösungstyp: Standard Typ: Ion Selective Electrode
Calibration Standard Concentration or Composition Notes: Specification: 0.50 ± 0.02 ppm and 5.00 ± 0.10 ppm; Application: Fluoride analysis Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-4006
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

