



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Thermo Scientific Orion™ Star A und Versa Star™ Elektrodenhalter Elektrodenhalter-Kopf Each

**81,20 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**



## Beschreibung

---

Orion™ Star A und Versa Star™ Elektrodenhalter Sorgen Sie für bessere Tests durch bessere Konstruktion – mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A und Versa Star™ Elektrodenhalter. Der Orion Star A und Versa Star Elektrodenhalter-Kopf hat erkennbare Schlitze und bietet folgende Vorteile: Einstellbare Sondenhöhen reduzieren die zum Testen erforderliche Probenmenge Einfache Entfernung aus Klemmen ermöglicht eine einfachere Wartung der Elektroden und spart Zeit Die 20°-Winkelposition für gassensitive ISEs erleichtert für genaue Messwerte die Vermeidung von Luftblasen auf dem Sensor Spezieller Rühreranschluss für Orion Star Rührsonde hilft beim schnellen und einfachen Mischen von Proben Fester Schlitz an der Vorderseite funktioniert mit ATC-Sonden (mit dem mitgelieferten Adapter) oder sonstigen 12 mm-Durchmesser-Sonden Zur Aktualisierung vorhandener Stative mit Ausschwingarm (090043) oder als Ersatz-Elektrodenkopf für den Orion Star A und Versa Star Elektrodenarm und -halter (STARA-BEA). Inhalt: Neu konstruierter Elektrodenhalter-Kopf, ATC-Sondenadapter und RDO-Sondenhalterung Erforderlich: Elektrodenarm und Basis (am Messgerät oder separat) Zur Verwendung mit: Elektrodenarm Bezeichnung: Elektrodenhalter-Kopf Enthält: Redesigned electrode holder for up to six electrodes and sensors (purchase stand and base separately) Artikelbeschreibung: Orion Elektrodenhalter-Kopf mit ATC-Sondenadapter und RDO-Sondenhalterung Spannung: 90 bis 260 VAC Typ: Electrode stand/holder

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-5152
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

