



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Thermo Scientific Orion™ pH-Elektrodenhalter Hülsenhalter für die Lagerung von pH- Elektroden Each

**28,80 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**



## Beschreibung

---

Orion™ pH-Elektrodenhalter Elektroden können im Thermo Scientific™ Orion™ pH-Elektrodenhalter sicher aufbewahrt werden; eignen sich für die Verwendung mit der Schutzhülse für tragbare Messgeräte. Elektroden können im Thermo Scientific™ Orion™ pH-Elektrodenhalter sicher aufbewahrt werden; eignen sich für die Verwendung mit der Schutzhülse für tragbare Messgeräte. Zur Verwendung mit: Schutzhülse für tragbare Messgeräte Bezeichnung: Hülsenhalter für die Lagerung von pH-Elektroden Positionen: Holds one pH electrode in the pH electrode sleeve (Cat. No. 810017), can be attached to either side of the meter armor Empfohlenes Zubehör: pH electrode storage sleeve (Cat. No. 810017) Artikelbeschreibung: pH-Elektrodenhalter Spannung: 90 bis 260 VAC Typ: Meter accessory

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-5154
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

