



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Analytik Jena® Set Probenhalter P20 (Aluminium, schwarz)

**602,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Set Probenhalter P20 (Aluminium, schwarz) : Für die Verwendung mit der SpeedMill PLUS und die Aufnahme von bis zu 20 Lysis Tubes, autoklavierbar, Lagerung bei bis zu -80 °C, inklusive neuer Schlagplatten und Verschluss\* für die SpeedMill PLUS\* ACHTUNG: Ab S/N 10-3280 1250 ist die SpeedMill PLUS serienmäßig mit neuen Schlagplatten und Verschluss ausgerüstet, alternativ kann der Probenhalter einzeln bestellt werden (845-60053-0).LieferumfangProbenhalter P20 (Aluminium, schwarz)VerschlussplatteGrundplatte

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	AJ-0149
Hersteller (Marke)	Analytik Jena
Transporttemperatur	Raumtemperatur

