



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Analytik Jena® Tubefixierung für SpeedMill PLUS

462,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Tubebefixierung für SpeedMill PLUS : Verschluss* zur Fixierung der Lysis Tubes, optimiert für die Verwendung mit innuSPEED Lysis Tube Q (Dorn).*ACHTUNG: Für SpeedMill PLUS bis S/N 10-3280 1250 ist für den Einsatz der Tubebefixierung ein neuer Deckel notwendig, bitte alternativ das 845-60056-0 bestellen .LieferumfangTubebefixierung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	AJ-0151
Hersteller (Marke)	Analytik Jena
Transporttemperatur	Raumtemperatur

