



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Asecos® Transportsockel H=118 mm St. besch.gl. RAL7035 900mm S90 G90 K90

397,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Transportsockel, Höhe = 118 mm, Stahl pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau für halbhohle Schränke und Hochschränke mit einer Breite von 900 mm, für Modell(e): S90, S60, G90 Achtung: Versand mit Hauptartikel, bei separatem Versand Frachtkosten nach Aufwand Lieferart: ab Werk Gründau

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	AS-2383
Hersteller (Marke)	Asecos
Transporttemperatur	Raumtemperatur

