



Bandelin® SONOPULS EH 3.1 Reaktionscuphalter

Artikelbilder



Beschreibung

Eine optimale Anordnung der Proben im Ultraschallfeld garantiert reproduzierbare Ergebnisse. Zur gleichzeitigen Beschallung von bis zu 8 Proben. Drei auswechselbare Scheiben für: 3 × 1 ml oder 2 ml Reaktionscups 3 × 0,5 ml Reaktionscups 8 × 0,2 ml PCR-Cups

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0488
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	100737527

