



## Bandelin® SONOPULS KG 3 Kühlgefäß

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Kühlgefäß KG zur Beschallung temperaturempfindlicher Proben. Der Kühlmantel gestattet eine Temperierung durch flüssige Kühlmittel während der Beschallung. Innenmaß L x B x T: 20 x 20 x 65 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BL-0319
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	530707003

