



Bandelin[®] SONOPULS EH 6 Reaktionscuphalter

Artikelbilder



Beschreibung

Der Reaktionscup-Halter EH 6 (Lochungen Ø 11,5 mm) kann bis zu 6 Reaktionscups aufnehmen. Eine optimale Anordnung der Proben im Ultraschallfeld garantiert reproduzierbare Ergebnisse. Das Verwechseln der Proben wird durch die Markierung am Halter ausgeschlossen. Eine Deckplatte verhindert das Aufschwimmen der Reaktionscups.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0346
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	530706206

