



Bandelin[®] SONOPULS RZ 4 Rosettenzelle

Artikelbilder



Beschreibung

Eine Rosettenzelle (RZ) ermöglicht die intensive und gleichmäßige Beschallung flüssiger Medien. Die runde Form der Seitenarme führt zu einer intensivierten Zirkulation der Probe. Innenmaß L x B x T: 75 x 75 x 202 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0167
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	100733256

