



Bandelin[®] SONOREX RG 2 Reagenzglashalter

Artikelbilder



Beschreibung

Der Reagenzglashalter dient zur sicheren Positionierung der Proben im SONOREX Ultraschallbad. Es können bis zu 6 Reagenzgläser mit einem Durchmesser von maximal 25 mm oder 8 Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 16 mm beschallt werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0052
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960737101

