



Bandelin[®] SONOPULS TM 50 Temperaturfühler

Artikelbilder



Beschreibung

Für HD 3400 / 4050 / 4100 / 4200 / 4400. Mithilfe des ultraschallresistenten Temperaturfühlers kann die Temperatur in der Probe im Bereich von 0 bis 120 ° C erfasst werden. Bei Anschluss des Temperaturfühlers an den Ultraschall-Generator wird das Temperaturmodul aktiviert und es kann ein Grenzwert für die Abschaltung des Ultraschall-Energieeintrags eingestellt werden. Eine unerwünschte, übermäßige Erwärmung der beschallten Probe wird damit ausgeschlossen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0267
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	100733733

