




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin® SONOPULS TM 50 Temperaturfühler

432,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Für HD 3400 / 4050 / 4100 / 4200 / 4400. Mithilfe des ultraschallresistenten Temperaturfühlers kann die Temperatur in der Probe im Bereich von 0 bis 120 ° C erfasst werden. Bei Anschluss des Temperaturfühlers an den Ultraschall-Ultraschallgenerator wird das Temperaturmodul aktiviert und es kann ein Grenzwert für die Abschaltung des Ultraschall-Energieeintrags eingestellt werden. Eine unerwünschte, übermäßige Erwärmung der beschallten Probe wird damit ausgeschlossen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0267
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	100733733
Transporttemperatur	Raumtemperatur

