



Bandelin[®] SONOREX D 170 Deckel

Artikelbilder



Beschreibung

Ein passender Deckel aus Edelstahl für ein Ultraschallbad schützt die Badflüssigkeit vor Verunreinigung von außen und verhindert eine Geruchsbelästigung durch die zugesetzten Reinigungs- bzw. Desinfektionspräparate. Darüber hinaus wird die möglicherweise als störend empfundene Geräuschabgabe beim Betrieb des Ultraschallreinigers verringert. Die Deckel sind so konstruiert, dass entstehendes Kondenswasser in die Wanne zurück geleitet wird.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0063
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960733006

