



Bandelin[®] SONOREX EK 250 Aufnahmeklammer

Artikelbilder



Beschreibung

Aufnahmeklammer EK zur kippsicheren Beschallung von Laborkolben im SONOREX Ultraschallbad. Die Befestigung erfolgt in Einhängkörben und Gerätehaltern und verhindern das Aufschwimmen oder Kippen von Laborkolben.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0169
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	100737250

