



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin® SONOPULS TT 13 FZ Titanteller

126,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Durchmesser 13 mm mit Bohrung \varnothing 1,5 mm passend an FZ 5 G und SH7 G (HD 2070.2 und HD 2200.2). Ein Titanteller stellt eine stark verkürzte Sonotrode dar. Die ultraschallabgebende Fläche unterliegt bei jeder Bauform dem Verschleiß durch Kavitationserosion. Der Austausch eines Titantellers kann jedoch aufgrund des geringen Materialaufwands zu deutlich geringeren Kosten als bei langen Sonotroden erfolgen. Die Titanteller werden zur Beschallung mittlerer Mengen eingesetzt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0309
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	530705220
Transporttemperatur	Raumtemperatur

