




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin® SONOPULS DMS 10 Drehmomentschlüssel

**321,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Der Drehmomentschlüssel dient zur einfachen und definierten Montage von Sonotroden mit Schlüssel­flächen SW 10. Mithilfe des voreingestellten Drehmoments können die Sonotroden mit dem exakten Drehmoment angezogen werden wodurch eine optimal abgestimmte Leistungsabgabe des Ultraschallhomogenisators gewährleistet wird. Der Drehmomentschlüssel dient zur einfachen und definierten Montage von Sonotroden mit Schlüssel­flächen SW 10. Mithilfe des voreingestellten Drehmoments können die Sonotroden mit dem exakten Drehmoment angezogen werden wodurch eine optimal abgestimmte Leistungsabgabe des Ultraschallhomogenisators gewährleistet wird.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0243
Hersteller (Marke)	Bandelin
Transporttemperatur	Raumtemperatur

