



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Bandelin® SONOREX KB 04 Kunststoffbecher mit Gummiring

**25,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Kunststoff, 400 ml, zum Einhängen in Lochdeckel DE. Verwendung bei Einsatz eines für Edelstahl aggressiv wirkenden Reinigers oder Lösemittels (z.B. TICKOPUR J 80 U) erforderlich, zum Schutz des Reinigungsgerätes. Weil die Einsatzgefäße nicht auf dem Wannensboden platziert werden dürfen, bietet BANDELIN passende Lochdeckel zur Aufnahme der Einsatzgefäße an. Ein weiterer Vorteil beim Einsatz mehrerer Einsatzgefäße in einem Ultraschallgerät ist die Möglichkeit des gleichzeitigen Einsatzes verschiedener Reinigungs- und Desinfektionspräparate ohne Badwechsel. (z.B. Entfernung von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z und Desinfektion und Reinigung von Instrumenten mit STAMMOPUR DR 8 in der Zahnarztpraxis) Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 – 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontaktflüssigkeit eingesetzt werden muss. Innenmaß L x B x T: 76 x 76 x 110 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BL-0059
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	100731114
Transporttemperatur	Raumtemperatur

