



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin® SONOPULS TH 200 G Boosterhorn mit fester Spitze

753,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ein Boosterhorn verstärkt mit seiner leicht aufgeweiteten Bauform die vom Ultraschallwandler erzeugte Amplitude. Das Boosterhorn ist mit einem Innengewinde zur Montage einer Sonotrode versehen. Das Außengewinde dient zum Druckdichten Anschluss von Beschallungsgefäßen. Je nach Beschallungsgefäß sind separate Adapter erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0562
Hersteller (Marke)	Bandelin
Transporttemperatur	Raumtemperatur

