Deutschland



Bandelin® SONOPULS KG 5 Kühlgefäß

Artikelbilder

neoLab



Beschreibung

Kühlgefäß KG zur Beschallung temperaturempfindlicher Proben. Der Kühlmantel gestattet eine Temperierung durch flüssige Kühlmittel während der Beschallung. Innenmaß L x B x T: 35 x 35 x 95 mm

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	BL-0301
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	530707005

