



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin® SONOPULS SH 70 G Stufenhorn

345,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ein Stufenhorn (SH) verstärkt mit ihrer konzentrierenden Bauform die vom Ultraschallwandler erzeugte Amplitude. Das Stufenhorn ist mit einem Innengewinde zur Montage einer Sonotrode versehen. Das Außengewinde dient zum Druckdichten Anschluss von Beschallungsgefäßen. Je nach Beschallungsgefäß sind separate Adapter erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0304
Hersteller (Marke)	Bandelin
Transporttemperatur	Raumtemperatur

